

CM-50M

Гарантированные технические характеристики

Максимальная скорость вращения ротора (RPM) 50.01(50.02/50.03), об./мин.	15000(12500)
Шаг установки скорости вращения ротора (RPM), об/мин	100
Максимальное относительное центробежное ускорение (RCF) 50.01(50.02/50.03), g	15294 (10621)
Шаг установки относительного центробежного ускорения (RCF), g	10
Установка таймера	от 5сек до 99мин
Число степеней торможения	5
Число уровней режимов «вортекс» (встряхивание)	12
Максимальный суммарный дисбаланс пробирок 50.01(50.02/50.03), г	1.5(0.7)
Температура окружающей среды, С	10-40
Допустимая влажность окружающей среды при 20°С %	80
Питание от сети 100-240В, 50-60Гц, через адаптер	24 VDC - 5A
Максимальная потребляемая мощность, Вт	120
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм	204x188x137
Масса, Кг	2.7

Комплект поставки

Наименование	Количество
Центрифуга-встряхиватель	1
Ротор 50.01	1
Ротор 50.02	1
Ключ ротора	1
Адаптер питания	1
Руководство по эксплуатации	1
Тара упаковочная	1

(стрип ротор не входит в комплект поставки и заказывается отдельно)