

CM-50MP

Гарантированные технические характеристики

Максимальная скорость вращения ротора (RPM), об/мин	13500
Шаг установки скорости вращения ротора (RPM), об/мин	100
Максимальное относительное центробежное ускорение (RCF), g	12388
Шаг установки относительного центробежного ускорения (RCF), g	10
Установка таймера, мин	0.1 - 99
Число степеней торможения	5
Максимальный суммарный дисбаланс пробирок, г	0,7
Температура окружающей среды, °С	10-40
Допустимая влажность окружающей среды при 20°С %	80
Питание от сети 100-240В, 50-60Гц, через адаптер	24В-5А
Максимальная потребляемая мощность, Вт	120
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм	204x188x137
Масса, Кг	2.7

Комплект поставки

Наименование	Количество
Центрифуга-встряхиватель	1
Ротор "Carbon-Spin" с крышкой	1
Ключ ротора	1
Адаптер питания	1
Руководство по эксплуатации	1
Тара упаковочная	1