

Гарантированные технические характеристики

Скорость вращения ротора, об/мин (RPM)	от 100 до 3500
Максимальная центробежная сила, ОЦУ (G)	2300
Точность поддержания скорости вращения, %	±0,5
Диапазон таймера, мин	1-99
Шаг установки скорости вращения ротора, об/мин	10
Шаг установки центробежной силы, ОЦУ	10
Шаг установки таймера, мин	1
Количество степеней торможения:	6
Уровень шума на расстоянии 1м, дБ(А)	не более 55
Рабочий диапазон температур, С	от +10 до +40
Допустимый суммарный дисбаланс пробирок, г	не более 5
Допустимая влажность окружающей среды, %	80
Питание от сети	100-240 В, 50-60 Гц
Максимальная потребляемая мощность, Вт	250
Габаритные размеры прибора (длина x ширина x высота), мм	426x410x233
Масса, кг	13.5

Комплект поставки

Наименование	Количество
Центрифуга.....	1
Шнур питания.....	1
Ротор (тип ротора зависит от заявки заказчика, выбрать ротор можно в разделе «Применяемые роторы»).....	1
Ключ ротора/аварийного открытия.....	1
Руководство по эксплуатации.....	1
Тара упаковочная.....	1

При покупке центрифуги можно дополнительно приобрести любой ротор из раздела «Применяемые роторы».