

**Гарантированные технические характеристики**

Максимальное количество пробирок в роторе, шт	12
Всего посадочных мест в роторе, шт	36
Положение пробирок в роторе, градусов к горизонту	45
Скорость вращения ротора (RPM), Об/мин	2000-7000
Шаг установки скорости вращения ротора (RPM), Об/мин	1000
Установка таймера, минуты	0.1 - 30
Максимальное время торможения (7000 об/мин, полный ротор), сек	5
Максимальное время экстренного торможения при досрочном открытии крышки (7000 об/мин, полный ротор), сек	0.8
Число степеней встряхивания	6
Температура окружающей среды, °С	10-45
Допустимая влажность окружающей среды при 20°С. %	80
Питание от сети 100-240 В, 50-60Гц, через адаптер	24VDC – 3.75A
Максимальная потребляемая мощность, Вт	60
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм	190x170x122
Масса (без сетевого адаптера), Кг	1.6

**Комплект поставки**

<b>Наименование</b>	<b>Количество</b>
Центрифуга-встряхиватель	1
Угловой ротор	1
Адаптер питания	1
Руководство по эксплуатации	1
Тара упаковочная	1

*(стрип ротор не входит в комплект поставки и заказывается отдельно)*