

MS-01

Технические характеристики

Скорость вращения магнитного поля, об/мин	от 1 до 2200
Количество мест на платформе	4
Питание от сети 100-220 В, 50-60 Гц, через сетевой адаптер 	24 VDC - 1 А
Потребляемая мощность, Вт	не более 15
Максимальный диаметр колб, мм	125
Максимальная нагрузка на платформу, кг	15
Габаритные размеры, мм (длина x ширина x высота)	260 x 260 x 40
Масса ,кг	2.1

Комплект поставки

Наименование	Количество
Магнитная мешалка	1
Адаптер сетевой 24 V - 1 А.....	1
Руководство по эксплуатации	1
Тара упаковочная	1

Внимание! Магнитные перемешиватели не входят в комплект поставки!