

# RM-1L

## Гарантированные технические характеристики

Скорость вращения, регулируемая (RPM), об/мин.	1-99
Шаг установки скорости вращения (RPM), об/мин.	1
Количество возможных режимов работы	23
Допустимая температура окружающей среды, °С	от +10 до +45
Допустимая влажность окружающей среды, %	80
Максимальная потребляемая мощность, Вт	18
Питание от сети через адаптер 12В-1.5А	220В - 50Гц
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм	420x125x168
Масса, Кг	1,9

## Комплект поставки

Наименование	Количество
Смеситель	1
Адаптер сетевой 12В – 1.5А	1
Рак-держатель ( <i>тип рак-держателя зависит от заявки заказчика, выбрать рак-держатель можно в разделе «Применяемые рак-держатели и их параметры»</i> )	1
Руководство по эксплуатации	1
Тара упаковочная	1

При покупке смесителя можно дополнительно приобрести любой рак-держатель из раздела «Применяемые рак-держатели и их параметры».