

S-3.02L.A10

Гарантированные технические характеристики

Максимальная грузоподъемность платформы:	7 Кг
Размер рабочей платформы (ДхШ):	415 x 295 мм
Скорость вращения платформы (RPM):	0-500 об/мин
Амплитуда вращения платформы:	10 мм
Вид вращения платформы:	орбитальный
Допустимая температура окружающей среды:	от +10 до +45 °С
Допустимая влажность окружающей среды:	80 %
Питание от сети:	110-220 В, 50-60 Гц
Адаптер питания	24 VDC – 1 А
Максимальная потребляемая мощность:	24 Вт
Габаритные размеры прибора (ДхШхВ):	415x365x100 мм
Масса:	8,2 Кг

Комплект поставки

Наименование	Количество
Шейкер	1
Магнитные упоры	8
Адаптер питания	1
Руководство по эксплуатации	1
Тара упаковочная	1