

## **S-3.02M.A20**

### **Гарантированные технические характеристики**

Максимальная грузоподъемность платформы:	5 Кг
Размер рабочей платформы (ДхШ):	355 x 235 мм
Скорость вращения платформы (RPM):	0-500 об/мин
Амплитуда вращения платформы:	20 мм
Вид вращения платформы:	орбитальный
Допустимая температура окружающей среды:	от +10 до +45 °С
Допустимая влажность окружающей среды:	80 %
Питание от сети:	110-220 В, 50-60 Гц
Адаптер питания	24 VDC – 1 А
Максимальная потребляемая мощность:	24 Вт
Габаритные размеры прибора (ДхШхВ):	360x280x100 мм
Масса:	6,2 Кг

### **Комплект поставки**

<b>Наименование</b>	<b>Количество</b>
Шейкер	1
Магнитные упоры	6
Адаптер питания	1
Руководство по эксплуатации	1
Тара упаковочная	1