

Гарантированные технические характеристики

| | |
|--|---------------------|
| Максимальная грузоподъемность платформы: | 7 Кг |
| Размер рабочей платформы (ДхШ): | 415 x 295 мм |
| Скорость вращения платформы (RPM): | 10-500 об/мин |
| Дискретность установки скорости (RPM): | 1 об/мин |
| Амплитуда вращения платформы: | 10 мм |
| Таймер электронный, отключаемый: | 1 минута – 99 часов |
| Дискретность установки таймера: | 1 минута |
| Допустимая температура окружающей среды: | от +10 до +45 °С |
| Допустимая влажность окружающей среды: | 80 % |
| Питание от сети: | 110-220 В, 50-60 Гц |
| Адаптер питания | 24 VDC – 1 А |
| Максимальная потребляемая мощность: | 24 Вт |
| Режимы работы: | 4 шт |
| Габаритные размеры прибора (ДхШхВ): | 415x365x100 мм |
| Масса: | 8,2 Кг |

Комплект поставки

| Наименование | Количество |
|-----------------------------|------------|
| Шейкер | 1 |
| Магнитные упоры | 8 |
| Адаптер питания | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Тара упаковочная | 1 |