

S-3M.A10

Гарантированные технические характеристики

Максимальная грузоподъемность платформы:	5 Кг
Размер рабочей платформы (ДхШ):	355 x 235 мм
Скорость вращения платформы (RPM):	10-500 об/мин
Дискретность установки скорости (RPM):	1 об/мин
Амплитуда вращения платформы:	10 мм
Таймер электронный, отключаемый:	1 минута – 99 часов
Дискретность установки таймера:	1 минута
Допустимая температура окружающей среды:	от +10 до +45 °С
Допустимая влажность окружающей среды:	80 %
Питание от сети:	110-220 В, 50-60 Гц
Адаптер питания	24 VDC – 1 А
Максимальная потребляемая мощность:	24 Вт
Режимы работы:	4 шт
Габаритные размеры прибора (ДхШхВ):	360x280x100 мм
Масса:	5,8 Кг

Комплект поставки

Наименование	Количество
Шейкер	1
Магнитные упоры	6
Адаптер питания	1
Руководство по эксплуатации	1
Тара упаковочная	1