

Гарантированные технические характеристики

Максимальная грузоподъёмность платформы:	5 Кг
Размер рабочей платформы (ДхШ):	305 x 255 мм
Скорость качания платформы, (RPM):	1 - 50
Дискретность установки (RPM):	1
Угол качания платформы, град.	1 - 12
Таймер электронный, отключаемый:	1 минута – 99 часов
Дискретность установки таймера:	1 минута
Допустимая температура окружающей среды:	от +10 до +45 °С
Допустимая влажность окружающей среды:	80 %
Питание от сети:	110-220 В, 50-60 Гц
Адаптер питания	24 VDC – 1 А
Максимальная потребляемая мощность:	24 Вт
Режимы работы:	2 шт
Габаритные размеры прибора (ДхШхВ):	310 x 280 x 110 мм
Масса:	3.7 Кг

Комплект поставки

Наименование	Количество
Шейкер	1
Коврик резиновый	1
Адаптер питания	1
Руководство по эксплуатации	1
Тара упаковочная	1