

ST-3M

Гарантированные технические характеристики

Количество мест под планшеты:	2 шт.
Размер применяемых планшетов (ДхШхВ):	86x128x20 мм
Диапазон устанавливаемой температуры платформы:	от +3 до 60 °С
Точность поддержания температуры после выхода на режим:	±0,5%
Дискретность установки температуры:	0,1°С
Таймер электронный, отключаемый:	1 – 999 минут
Дискретность установки таймера:	1 минута
Максимальное время выхода платформы на заданную температуры (t окружающей среды= 20°С):	37°С – 15 минут 60°С – 45 минут
Скорость вращения платформы (RPM):	100-1300 об/мин
Дискретность установки скорости вращения (RPM):	1 об/мин
Вид вращения платформы:	орбитальный
Амплитуда вращения платформы:	2 мм
Допустимая температура окружающей среды:	от +10 до +45 °С
Допустимая влажность окружающей среды:	80 %
Питание от сети:	220 В – 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность:	140 Вт
Габаритные размеры прибора (длина x ширина x высота):	305x280x120 мм
Масса:	6,1 Кг

Комплект поставки

Наименование	Количество
Шейкер-термостат	1
Шнур питания	1
Руководство по эксплуатации	1
Тара упаковочная	1