

## **TW-2**

### **Гарантированные технические характеристики**

Теплоноситель:	вода дистиллированная
Диапазон рабочих температур в ванне, °С	от комнатной +3 до +80
Точность поддержания температуры в ванне, °С	±0,5
Дискретность установки температуры, °С	0,1
Время выхода на максимальную температуру, мин.	не более 30
Количество степеней перемешивания,	2
Количество секундомеров,	2
Максимальное значение секундомера,	99 минут 59 секунд
Градация секундомера,	0,1 секунды
Минимальное количество жидкости в ванной, Л	3,5
Максимальное количество жидкости в ванной, Л	4,5
Допустимая температура окружающей среды, °С	от +10 до +45
Допустимая влажность окружающей среды, %	80
Максимальная потребляемая мощность, кВт	1,5
Питание от сети,	220 В – 50 Гц
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм	330 x 180 x 250
Масса без жидкости, Кг	1,6

### **Комплект поставки**

<b>Наименование</b>	<b>Количество</b>
Блок управления	1
Ванна	1
Крышка ванны	1
Руководство по эксплуатации	1
Тара упаковочная	1