

## TW-2.02

### Гарантированные технические характеристики

Теплоноситель:	вода дистиллированная
Диапазон рабочих температур в ванне, °С	от комнатной +3 до 100
Точность поддержания температуры в ванне по всему объёму, °С	±0,5
Дискретность установки температуры, °С	0,1
Время выхода на максимальную температуру, мин.	не более 50
Производительность насоса внешнего контура (настраиваемая) , л/мин.	2 - 5
Минимальное количество жидкости в ванне, л	6
Максимальное количество жидкости в ванне, л	8,5
Допустимая температура окружающей среды, °С	от +10 до +45
Допустимая влажность окружающей среды, %	80
Максимальная потребляемая мощность, кВт	1,5
Питание от сети,	220 В – 50 Гц
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм	265 x 325 x 270
Масса без жидкости, кг	3,8

### Комплект поставки

Наименование	Количество
Блок управления	1
Термоизолирующий кожух	1
Ванна	1
Крышка ванны	1
Руководство по эксплуатации	1
Тара упаковочная	1