

V-3

Гарантированные технические характеристики

Скорость вращения держателя адаптера (RPM) об/мин.	50 - 4500
Вид вращения	орбитальное
Радиус вращения держателя адаптера, мм	2
Допустимая температура окружающей среды, °С	от +10 до +45
Допустимая влажность окружающей среды, %	80
Максимальная потребляемая мощность, Вт	18
Питание от сети через адаптер сетевой 12В - 1.5А	220В - 50Гц
Габаритные размеры (диаметр x высота), мм	130 x 58
Масса, кг	0.7

Комплект поставки

Наименование	Количество
Вортекс	1
Адаптер сетевой 12В - 1.5А	1
Универсальный адаптер для перемешивания пробирок от 0.5 мл до 50 мл	1
Руководство по эксплуатации	1
Тара упаковочная	1